

Haake RheoStress® 1

Режимы измерений

Снятие кривых течения в режимах CR или CS при линейном изменении параметра (соответственно скорости сдвига или касательного напряжения) или при его ступенчатом приращении с выходом на равновесное состояние.

Временные кривые для изучения поведения материала во времени (например, при его вулканизации) при постоянной температуре, скорости сдвига, напряжения сдвига или частоте осцилляций.

Определение границы текучести материала в тесте на ползучесть и восстановление или в режиме контролируемого напряжения сдвига при его линейном увеличении.

Определение вязкоупругих свойств в тесте на ползучесть и восстановление или осцилляционными методами в режимах CD (контролируемая деформация) или CS (контролируемое напряжение сдвига)

Определение частотного спектра материала как функции времени, или температуры

Температурные программы - проведение измерений в режимах контролируемой скорости, напряжения или частоты при задаваемых с компьютера профилях температуры.

Модульность

В зависимости от исследовательских задач реометр Haake RS1 может комплектоваться различными системами термостатирования, измерительными системами, устройствами вывода данных и программным обеспечением.

Системы термостатирования: стаканы для цилиндрических измерительных систем и сменные измерительные плоскости.

Измерительные системы: плоскость-плоскость, плоскость-конус с различными диаметрами и углами при вершине конуса и цилиндрические роторы согласно DIN53019/ISO3219

Программное обеспечение: работа реометра и анализ полученных результатов осуществляется либо под управлением ПО RheoWin (для лабораторий контроля качества), либо при помощи заранее запрограммированного блока дисплея (для производственных лабораторий). В блок дисплея загружаются 10 измерительных процедур и хранятся до 50 результатов измерений.

Технические характеристики:

| | |
|------------------------|---|
| Измерительные системы: | Стандартные плоскость-конус, плоскость-плоскость, коаксиальные цилиндры, SHRP |
| Вращающий момент: | 0,0005 мНм – 100 мНм |
| Скорость вращения: | 0,001 – 1200 (3200) мин ⁻¹ |
| Частота осцилляций: | 0,00001 – 100 Гц |
| Частотное наложение: | 0,01 – 10 Гц |
| Угловое разрешение: | 0,3 микро рад |
| Подшипник: | воздушный подшипник |
| Двигатель: | прямого привода с полым ротором |
| Режимы: | Измерение реологических свойств в режимах CR, CS, динамическом режиме OSC. Определение границы текучести. Тесты на ползучесть и восстановление. |



Системы термостатирования

ТСО

Нетермостатируемая стеклянная плоскость с встроенным датчиком температуры.

TCL/Z

Жидкостная система термостатирования для цилиндрических измерительных систем в диапазоне от -20°C до +200°C (необходим внешний циркуляционный термостат)

TCL/P

Жидкостная система термостатирования для систем плоскость-плоскость и плоскость-конус в диапазоне от -20°C до +200°C (необходим внешний циркуляционный термостат)

TCP/P

Измерительная плоскость с термостатированием Пельтье для систем плоскость-плоскость и плоскость-конус в диапазоне от -20°C до 180°C (необходима организация внешнего теплообмена)

TCE/P

Измерительная плоскость с электрическим обогревом для систем плоскость-плоскость и плоскость-конус в диапазоне от 30°C до 350°C

SHRP

Специальная система с омыванием образца теплоносителем (водой). Является стандартной для процедуры тестирования асфальта и битума.

В качестве измерительных систем в реометре Haake RS1 могут использоваться все типы систем применяемых в реометрах Haake. Возможно использование систем плоскость-плоскость, плоскость-конус, цилиндрических и погружных.

Thermo Fisher
SCIENTIFIC

ООО "РЕОЛАБ"

111141 МОСКВА, ул. Перовская, д. 21 стр. 1

т/ф. 495/ 913-39-48

www.reolab.ru

Thermo Electron (Karlsruhe) GmbH

Dieselstr. 4, D-76227 Karlsruhe, Germany

Tel. +49(0)721-4094-0

Fax +49(0)721-4094-300